

## NE620T Vorder-/Seitenansicht




Abbildung 001: Komponenten am NE620T Vorder-/Seitenansicht.




### AUTOMATISCHES DESIGN

- 9. Statusanzeige (LCD)
- 9a. Gewähltes Objektiv
- 9b. Blauer Punkt
- 9c. Zeiteinstellung für SLEEP-Modus
- 9d. Lichtintensität (%)
- 9e. Durchlicht EIN/AUS
- 9f. Lichtintensität fixieren/einstellen

### BASISAUSSTATTUNG

- |  |  |
|--|--|
| 1. Mikroskopkörper                           | 12. Kondensator mit Aperturblende                                    |
| 2. Kondensator-Höhentrieb                    | 13. Filtereinschub für verschiedene Beobachtungsmethoden/Platzhalter |
| 3. Feinfokussiertrieb (Feintrieb) links      | 14. Kreuztisch mit Präparatthalter                                   |
| 4. Grobfokussiertrieb (Grobtrieb)            | 15. Objektiv   |
| 5. Friktiontrieb (Gängigkeit des Grobtriebs) | 16. Kodierter 5-fach Objektivrevolver                                |
| 6. EIN/AUS-Schalter (Hauptschalter)          | 17. Externer Filtereinschub/Platzhalter                              |
| 7. Helligkeitsregler                         | 18. Trinokularer Mikroskopkopf                                       |
| 8. Tragegriff 1                              | 19. Okular   |
| 10. Leuchtfeldblendenring                    | 20. Foto-/Kameraanschluss  |
| 11. Leuchtfeldblende                         |  |

## NE620T Rück-/Seitenansicht



### Stromversorgung:

AC 100-240 V; 50/60 Hz

### Spezifikation der Sicherung:

250V.

Abbildung 002: Komponenten am NE620T Rückansicht/Seitenansicht.

### BASISAUSSTATTUNG

- |  |   |
|--|---|
| 21. Mikroskopkopf-Halteschraube              | 31. Typenschild mit wichtigen Informationen |
| 22. Kondensor-Zentrierschraube (beidseitig)  | 32. USB-Anschluss                           |
| 23. Kondensor-Halteschraube                  | 33. Tragegriff 2                            |
| 24. Longitudinaler Kreuztischtrieb (Y-Achse) |   |
| 25. Transversaler Kreuztischtrieb (X-Achse)  |   |
| 26. Feinfokussiertrieb (Feintrieb) (rechts)  |   |
| 27. Tischhöhenbegrenzung                     |   |
| 28. Anschluss für Netzkabel                  |   |
| 29. Haltevorrichtung für Netzkabel           |   |
| 30. Netzkabel mit Netzstecker                |   |

